




Nom produit : Masque facial à luminothérapie LED 5W Noir - YOGHI -
LUNESOIEBLACK
Code Rav : 31021825

www.ravate.com



Description : Le masque facial à luminothérapie LED 5W Noir - YOGHI - LUNESOIEBLACK est un appareil de soin du visage à domicile. Il est conçu pour être utilisé quotidiennement et offre une expérience de soin unique. Le masque est fabriqué en silicone médical et est compatible avec tous les types de peau. Il est équipé de LEDs de haute qualité qui émettent une lumière rouge, bleue et proche infrarouge. Cette lumière agit sur la peau à un niveau cellulaire, stimulant la production de collagène et améliorant la circulation sanguine. Le masque est également équipé d'un système de ventilation pour éviter toute surchauffe et d'un système de réglage de l'intensité de la lumière. Il est facile à utiliser et peut être utilisé en même temps que votre routine de soins de la peau habituelle. Le masque est livré avec un câble de recharge et un manuel d'utilisation.

Caractéristiques

Couleur principale :	Noir
Retrait en magasin :	non
Marque :	YOGHI
Nom du produit :	Masque facial à luminothérapie LED Lune de Soie Black
Couleur :	Noir
Type de produit :	Soin visage
Modèle :	Lune De Soie Black
Usage :	Soin du visage par luminothérapie LED à domicile
Technologie :	4 longueurs d'onde (415 nm / 630 nm / 850 nm / 1072 nm)
Modes :	Combinés multi-longueurs d'onde
Intensité :	3 niveaux réglables
Contrôle :	Télécommande intuitive
Fonctions télécommande :	Allumage, extinction, sélection mode, réglage intensité, mode pulsé ou continu
Technologie LED :	Lumière bleue, rouge, jaune et proche infrarouge
Objectif :	Stimulation cellulaire, production de collagène, amélioration de la qualité de peau
Puissance :	5 W pour efficacité ciblée
Résultats :	Amélioration de l'éclat et de la texture de la peau dès les premières séances
Utilisation :	Non invasive, indolore, adaptée à une routine beauté régulière
Durée de séance :	5 à 15 minutes
Fréquence recommandée :	3 à 5 fois par semaine
Batterie :	4000 mAh rechargeable
Autonomie :	7 à 10 utilisations
Temps de charge :	Environ 2 h
Matériau :	Silicone médical
Conception :	3D ergonomique épousant les formes du visage
Entretien :	Nettoyage facile
Court terme :	Teint plus lumineux, peau plus lisse, rougeurs atténuées
Moyen terme :	Réduction des imperfections, pores affinés
Long terme :	Rides et ridules atténuées, peau plus ferme et uniforme